

ARDO Classic und Classic plus Sitzkissen

Höchst effiziente Luftsitzkissensysteme

- Mit Justiergerät und Handpumpe (Classic)
- Mit Kontrolleinheit zur automatischen Anpassung des Luftvolumens an das Gewicht des Patienten (Classic plus)
- Luftkern aus PU eingebettet in viscoelastischem Schaumstoffrahmen mit rutschfestem Dartex®-Bezug
- Optimale Druckentlastung auf tiefstem Druckniveau und sehr niedriger Auflagedruck
- Hohe Mobilität
- Höchster Komfort, kein Schaukeleffekt
- Für Personen von 35 kg bis 140 kg
- Zur Unterstützung in der Dekubitus Therapie
- Für die unterschiedlichsten Roll- und Pflegestühle geeignet
- HMV Nr. 11.39.03.3002 (Classic)



ARDO Classic

Manuelle Einstellung nach Körpergewicht

- bis 65 kg Körpergewicht -> 20 - 25mbar
- 66 - 90 kg Körpergewicht -> 30 - 35mbar
- 91 - 140 kg Körpergewicht -> 35 - 40mbar

Das Classic System besteht aus

- Sitzkissen, Justiergerät und Handpumpe

Das Classic plus System besteht aus

- Sitzkissen und Kontrolleinheit

In folgenden Grössen erhältlich

- 42 x 42 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.24)
- 42 x 45 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.29)
- 42 x 48 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.31)
- Sondergrössen auf Anfrage



ARDO Classic plus

Bewährte ARDO Qualität - Made in Switzerland:

Kontrolleinheit (Classic plus)	23.2 x 20 x 13 cm, 2.9 kg
Spannung/Frequenz (Classic plus)	230 Volt / 50 Hz
Nennstrom/Stromverbrauch (Classic plus)	50mA / 10 Watt
Sitzkissengrössen (Classic)	42 x 42 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.24)
(Sondergrössen auf Anfrage)	42 x 45 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.29)
	42 x 48 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.31)
Sitzkissengrössen (Classic plus)	42 x 42 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.22)
(Sondergrössen auf Anfrage)	42 x 45 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.29)
	42 x 48 x 9 cm (Art. Nr. 16.00.30)
Prüfungen/Zertifikate (Classic plus)	TÜV Mark Z3, Sicherheit geprüft, Produktion überwacht, ISO 9001/EN 13485, 93/42 EWG, IEC 601

