

ARDO Twincare Clinic

Sanfte dynamische Luftlagerung mit dem höchst effizienten Komplett-System - bewährtes Funktionsprinzip neu „verpackt“

- Dynamisches Komplett-Luftlagerungssystem mit Steuereinheit, Matratze und Dartex®- Bezug
- Matratze mit Luftkammer aus PU und stützendem Schaumstoffrahmen
- Schmerzlindernde Lagerung
- Bewährtes Funktionsprinzip neu „verpackt“
- Vereinfachte Installation, schnellere Betriebsbereitschaft
- Sehr niedriger Auflagedruck
- Sanfter Druckwechsel
- Automatische Anpassung des Luftvolumens an das Gewicht des Patienten
- Für Patienten von 40 kg bis 120 kg (für Personen unter 40 kg empfehlen wir den Twincare Clinic junior)
- Therapie: einschliesslich Stadium 3
- Prophylaxe: bis zu sehr hohem Risiko
- Für den Einsatz in Kliniken, Krankenhaushaus, Pflegeheimen und zu Hause
- Die 2 Jährige Garantie auf Steuereinheit und Luftkammer unterstreicht die sprichwörtliche Schweizer Qualität



Bewährte ARDO Qualität - Made in Switzerland:

Matratzengrösse	200 x 90 x 14 cm
Systemgewicht	17.2 kg inkl. Verpackung / 900 x 660 x 640 mm
Spannung/ Frequenz	230 Volt / 50 Hz, 115 Volt / 60 Hz
Nennstrom/ Stromverbrauch	100 mA / 20 Watt
Steuereinheit	36 x 27 x 23 cm
Prüfungen/ Zertifikate	TÜV Mark Z3, Sicherheit geprüft, Produktion überwacht EN ISO 13485: 2003, 93/42 EWG, IEC 601



Ardo medical AG Gewerbestrasse 19 6314 Unterägeri Switzerland
 T +41 (0)41 754 70 70 F +41 (0)41 754 70 71 info@ardo.ch www.ardo.ch

Ardo medical GmbH Argelsrieder Feld 10 82234 Oberpfaffenhofen Germany
 T +49 (0)8153 40 66 00 F +49 (0)8153 40 66 01 info@ardomedical.de www.ardomedical.de