

ARDO Twincare II junior

Dynamisches Luftlagerungssystem zur Prophylaxe, Therapie und schmerzlindernden Lagerung für ein Patientengewicht unter 40 kg

 **ARDO**
Your Professional Way to Care

- Sehr gut geeignet für druckempfindliche Patienten
- Sanfte Dynamik und sehr niedrigen Auflagedruck
- Automatische Anpassung des Luftvolumens an das Gewicht des Patienten
- Für Patienten mit einem Körpergewicht von 12 kg bis 40 kg
- Doppellagige und wabenförmige Auflage
- In Standardgrösse sowie für Kinderbetten erhältlich
- Sekundenschnelle Entleerung über die beiden CPR-Ventile
- Bezug aus Dartex®, elastisch in zwei Richtungen, bietet optimalen Schutz und Komfort
- Bei abgeschalteter oder abgekoppelter Steuereinheit statische Druckentlastung bis maximal 12 Stunden
- Einfache Handhabung
- Für den Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern, Pflegeheimen und für die häusliche Pflege



Made in Switzerland



Ardo medical AG Gewerbstrasse 19 6314 Unterägeri Switzerland
T +41 (0)41 754 70 70 F +41 (0)41 754 70 71 info@ardo.ch www.ardo.ch

Ardo medical GmbH Argelsrieder Feld 10 82234 Oberpfaffenhofen Germany
T +49 (0)8153 40 66 00 F +49 (0)8153 40 66 01 info@ardomedical.de www.ardomedical.de

 **ARDO**