

ARDOCORE

Flauschige Matratzenauflage aus silikonisierter Hohlfaser und hautfreundlichem Bezug aus Trevira CS

- Die Hohlfasern garantieren eine optimale Elastizität und ein hohes Feuchtigkeitstransportvermögen
- Die Produkte behalten ihre Sprungkraft auch nach dem Waschen und maschinellen Trocknen
- Die Nähte sind versetzt angebracht, die Person liegt dadurch nie auf einer durchgehenden Naht
- Gut geeignet für Rheumatiker und Patienten mit Gliederschmerzen
- In verschiedenen Ausführungen und Grössen erhältlich
- Mit oder ohne Reissverschluss
- Auch als Sitzkissen erhältlich
- Prophylaxe: bis zu mittlerem Risiko
- HMV Nr. 11.11.03.40

Matratzengrössen

- Matratzenauflage, zweifach/einteilig 180 x 80 x 12 cm
- Matratzenauflage, zweifach/einteilig mit Reissverschluss 180 x 80 x 12 cm
- Matratzenauflage, zweifach/einteilig 195 x 90 x 12cm
- Matratzenauflage, zweifach/einteilig mit Reissverschluss 195 x 90 x 12cm
- Matratzenauflage, dreifach/einteilig 195 x 90 x 18cm



Made in Switzerland

