

## ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT

Kompakte, tragbare Hoch-Vakuum Pumpe mit Akku.



### Was ist PRIMUS cell ?

- Ideal für den mobilen Einsatz in Klinik, Krankenhaus, Praxis, Alten- und Pflegeheim sowie für die mobile Pflege und die häusliche Pflege
- Kann auch in der Notfallmedizin eingesetzt werden
- Integrierter Traggriff für sicheres und bequemes Transportieren
- Hydrophober Bakterienfilter zum Schutz der Pumpe
- Mit Mehrweg-Flaschen oder **EINWEG-SYSTEM** verwendbar

### Technische Daten:

CE 0123

Saugleistung	22 Liter/Minute
Vakuum	bis 70kPa
Stromversorgung	<u>Netzadapter:</u> Spannungsbereich 100V - 240V Frequenz unabhängig, Stecker einklappbar <u>Autoversorgung:</u> Ladekabel 12V (KFZ-Anschluss/ Zigarettenanzünder) integrierter Entladeschutz
Batterie	Bleiakkumulator 12 Volt, 4AH/15HR
Batteriebetrieb	mindestens 60 Minuten Betriebsdauer
Ladezeit	komplette Ladung maximal 8 Stunden
Masse/Gewicht	300 mm x 135 mm x 315 mm; 5,2 kg
Schutzklasse	Schutzklasse II

Die zweijährige Garantie unterstreicht die sprichwörtliche Schweizer Qualität.

Ardo medical AG  
Gewerbestrasse 19  
CH-6314 Unterägeri  
Schweiz  
Tel. +41-(0)41 754 70 70  
Fax +41-(0)41 754 70 71  
info@ardo.ch  
www.ardo.ch

Ardo medical GmbH  
Argelsrieder Feld 10  
D-82234 Oberpaffenhofen  
Deutschland  
Tel. +49-(0)8153 / 40 66 00  
Fax +49-(0)8153 / 40 66 01  
info@ardomedical.de  
www.ardomedical.de

