

SAUGTECHNIK
HOCHLEISTUNG FÜR MEDIZINISCHE EINSÄTZE

Tragbare Hoch-Vakuum Pumpe

Auch mit Batterie!
PRIMUS cell
Netzunabhängig
Leistungsstark
Vielseitig



PRIMUS

ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT



PRIMUS - die kompakte tragbare Hoch-Vakuum Pumpe von ARDO zum Absaugen von Schleim, Sekret, Blut und Spülflüssigkeit.

- Hohe Saugleistung von 24 Liter/Minute
- Schneller Vakuumaufbau bis 80kPa
- Wartungsfreies 4-Zylindersystem
- Einfachste Bedienung
- Hydrophober Bakterienfilter zum Schutz der Pumpe
- Geräusch- und vibrationsarm
- Anwendungsfreundliches Zubehör
- Problemlose Reinigung
- Für den Einsatz in Klinik, Krankenhaus, Praxis, Alters- und Pflegeheim sowie für die häusliche Pflege

Empfohlenes Applikations-Set

PRIMUS, 2 Liter Sekretflasche aus TPX (als Option 1 Liter Sekretflasche), Flaschendeckel mit mechanischer Überlaufsicherung und Patientenschlauch.

Weitere Applikationen

Mit dem entsprechenden Zubehör ist **PRIMUS** auch die ideale Saugpumpe zum Beispiel für die Vakuumextraktion und die Endoskopie.

Hydrophober Bakterienfilter

Der Filter hat eine Doppelfunktion. Er schliesst bei Überlauf und Schaumbildung, verhindert deshalb eine Verschmutzung im Innern der Pumpe und ist zugleich ein höchst effizienter Schutz gegen Bakterien.

Einweg-System

Das geschlossene ARDO Einweg-System ist eine echte Alternative zu den Mehrwegflaschen. Es bietet optimale Sicherheit, einfachste Handhabung und ist vielseitig verwendbar. Der selbststehende Einweg-Sekretbehälter ist PVC frei. Dies gewährleistet eine umweltschonende Entsorgung. Der Mehrwegkanister besteht aus einem hoch transparenten Polykarbonat.



Saugleistung	24 Liter/Minute
Vakuum	bis 80kPa, bis 600mmHg
Spannung/Frequenz	230 Volt, 50Hz
Nennstrom/Stromverbrauch	0.37A, 73 Watt
Masse	300 mm x 135 mm x 315 mm
Gewicht	5.3 kg
Schutzklasse	Schutzklasse II, B
Prüfungen/Zertifikate	MDD 93/42 EWG, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 10079-1 ISO 9001

Die zweijährige Garantie unterstreicht die sprichwörtliche Schweizer Qualität.



Weitere Absaugpumpen von ARDO

MASTER (früher Ameda/Egnell), mit einer Saugleistung von 45 Liter/Minute, ist die ideale Pumpe für alle Operationen, für neuro- und kieferchirurgische Eingriffe sowie für Fettabsaugungen. **SENATOR** (früher Ameda/Egnell), mit einer Saugleistung von 30 Liter/Minute, ist die ideale Pumpe für das Absaugen von Sekret, für die Vakuumextraktion, für die Drainage und die Endoskopie.

Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
CH-6314 Unterägeri
Schweiz
Tel. +41-(0)41 754 70 70
Fax +41-(0)41 754 70 71
info@ardo.ch

Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
D-82234 Oberpaffenhofen
Deutschland
Tel. +49-(0)8153 / 40 66 00
Fax +49-(0)8153 / 40 66 01
info@ardomedical.de

www.ardo.ch



PRIMUS