

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Die leise Absaugpumpe für Anwendungen im Niedervakuum-Bereich.

Was ist **SENATOR LOW VACUUM** ?

- Saugleistung von 15 Liter/Minute
- Schneller Vakuumaufbau bis 100mbar (10kPa)
- Besonders geräusch- und vibrationsarm
- Wartungsfreies 2-Zylinder Kolbensystem
- Einfachste Bedienung
- Hydrophober Bakterienfilter zum Schutz der Pumpe
- Anwendungsfreundliches Zubehör
- Fahrbar oder tragbar
- Für den Einsatz in Klinik und Krankenhaus



Applikationen

SENATOR LOW VACUUM ist die geeignete Absaugpumpe für alle Anwendungen wo niedriges Vakuum notwendig ist.

Mit dem entsprechenden Zubehör ist **SENATOR LOW VACUUM** die ideale Absaugpumpe für die Pleuradrainage. Sie kann auch in der Wund Drainage sowie in der Neurochirurgie eingesetzt werden.

Technische Daten:

CE 0123

Saugleistung	15 Liter/Minute
Vakuum	bis 100mbar
Spannung/Frequenz	230 Volt, 50/60Hz (115 Volt auf Anfrage)
Nennstrom/Stormverbrauch	0.45A, 100 Watt (230V)
Masse	345 x 245 x 282 mm ohne Rollgestell 1000 x 470 x 680 mm mit Rollgestell
Gewicht	7,4 kg ohne Rollgestell 21,0 kg mit Rollgestell
Schutzklasse	Schutzklasse I, BF, IPX I
Prüfungen/Zertifikate	MDD 93/42 EWG, EN 60601-1, EN60601-1-2, EN 10079-1, ISO 9001

Die zweijährige Garantie unterstreicht die sprichwörtliche Schweizer Qualität.

Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
6314 Unterägeri
Schweiz
Tel. +41-(0)41 754 70 70
Fax +41-(0)41 754 70 71
info@ardo.ch
www.ardo.ch

Ardo medical GmbH
Argelsrieder Feld 10
82234 Oberpfaffenhofen
Deutschland
Tel. +49-(0)8153 / 40 66 00
Fax +49-(0)8153 / 40 66 01
info@ardomedical.de
www.ardomedical.de

