

Technische Daten

Master, Senator und Senator low vacuum



Technische Daten	Master	Senator	Senator low vacuum
Leistung			
Saugleistung Vakuum	50 l/min bis 90 kPa, bis 675 mmHg	30 l/min bis 90 kPa, bis 675 mmHg	15 l/min 100 mbar / 75 mmHg
Allgemeines			
Spannung/Frequenz Leistungsaufnahme	230 Volt, 50/60 Hz; 115 Volt, 60 Hz 140 Watt / 0.60A (230 Volt); 140 Watt / 1.2A (115 Volt)	230 Volt, 50/60 Hz; 115 Volt, 60 Hz 115 Watt / 0.45A (230 Volt); 115 Watt / 1A (115 Volt)	230 Volt, 50/60 Hz; 115 Volt, 60 Hz 110 Watt / 0.45A (230 Volt); 110 Watt / 1A (115 Volt)
Schutzklasse/Schutzgrad Geräuschlevel	Schutzklasse I mit Schutzleiter / BF 43 dBA	Schutzklasse I mit Schutzleiter / BF 42 dBA	Schutzklasse I mit Schutzleiter / BF 37 dBA
Abmessungen/Gewichte			
Abmessungen ohne Rollgestell (BxTxH)	250 x 285 x 325 mm	250 x 285 x 325 mm	245 x 270 x 345 mm
Abmessungen mit Rollgestell (BxTxH)	555 x 460 x 990 mm	555 x 460 x 990 mm	440 x 530 x 1000 mm
Gewicht ohne Rollgestell	7.4 kg	7.4 kg	7.4 kg
Gewicht mit Rollgestell	18.4 kg	18.4 kg	21.0 kg
Prüfungen/Zertifikate	MDD 93/42/EEC, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 10079-1	MDD 93/42/EEC, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 10079-1	MDD 93/42/EEC, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 10079-1
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre
Konformität	CE 0123 UL zertifiziert	CE 0123 UL zertifiziert	CE 0123